

ГИГИЕНА В ЛАБОРАТОРИЯХ



АВТОМАТИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА ЛАБОРАТОРНОЙ ПОСУДЫ И СТЕКЛА





Комплексное решение для обработки лабораторной посуды и стекла в автоматических моющих и моечно-дезинфицирующих машинах

Моющие средства

ТФД 7 / TFD 7

Щелочное моющее средство

- Удаление различных видов загрязнений с лабораторной стеклянной посуды
- Совместимость с широким спектром материалов
- Хорошая смываемость, даже в жесткой воде

Свойства

- pH 0,5% раствора: 11
- pH 1% раствора: 11,8
- pH концентрата: 12,9

Применение

- Концентрация: от 0,5% до 1%
- Температура: от 50° до 60°C
- Контактное время: 4 мин.

Состав

- Секвестранты
- Неионогенные ПАВ
- Гидроксид калия
- Другие добавки



3 низкогопрофильные канистры по 5 л в коробке: арт. 1020815
4 канистры по 5 л в коробке: арт. 1020820
2 канистры по 10 л в коробке: арт. 1020822

ТФД 7 ПФ / TFD 7 PF

Щелочное бесфосфатное моющее средство

- Не содержит ферментов, фосфатов и ПАВ
- Совместимо с широким спектром материалов
- Хорошая смываемость, даже в жесткой воде

Свойства

- pH концентрата: 13
- pH 0,5% раствора: 11,1
- pH 0,5% раствора: 11,3

Применение

- Концентрация: от 0,5% до 1%
- Температура: от 40° до 50°C
- Контактное время: от 4 до 6 мин.

Состав

- Секвестранты
- Гидроксид калия
- Другие добавки



4 канистры по 5 л в коробке: арт. 1020920
2 канистры по 10 л в коробке: арт. 1020922

Нейтрализующие средства

НЬЮТРАКС ПФ / NEUTRAX PF

Кислотное бесфосфатное нейтрализующее средство

- Не содержит фосфатов
- Нейтрализующее действие
- Ополаскивающее действие
- Удаление известковых отложений

Свойства

- pH 0,6% раствора: 3
- pH 0,8% раствора: 3
- pH концентрата: 2

Применение

- Концентрация: от 0,3% до 0,6%
- Температура: от 40° до 50°C
- Контактное время: от 4 до 5 мин.

Состав

- Органические кислоты
- Функциональные компоненты



3 низкогопрофильные канистры по 5 л в коробке: арт. 1032015
4 канистры по 5 л в коробке: арт. 1032020
2 канистры по 10 л в коробке: арт. 1032022