



AORt

Оборудование для обработки эндоскопов

ENDOCLEANER

Автоматический репроцессор эндоскопов

- Безопасность для пациента и надежность процесса
- Безопасность для персонала и оборудования
- Обработка одного или двух эндоскопов
- Использование различных химических соединений
- Возможны разные циклы обработки
- В соответствии с ISO 15883-1&4
- RFID и система управления данными
- Цикл самодезинфекции
- Минимизация расхода воды
- В соответствии с ISO 15883-1&4

endoCleaner – это компактный – всего 47 см в ширину – но ультра-технологичный репроцессор эндоскопов, отвечающий всем требованиям безопасности и удобства пользования в современном отделении эндоскопии. Система endoCleaner позволяет обрабатывать эндоскопы, используя как готовые к применению стерильные, так и концентрированные. Репроцессор очищает и дезинфицирует все типы эндоскопов (гастроскопы, колоноскопы, дуоденоскопы, энтероскопы, эндосонаграфы, бронхоскопы и др.) различных производителей.




*Опция

AORt

exeol

Fb Franklab®
notre expertise l'Ultra-Propreté




ramtec

Официальный представитель на территории РФ
ООО «Рамтэк»
Россия, 123060, Москва,
ул. Маршала Соколовского, д. 3
Тел.: +7 (495) 988 14 00
info@ramtec.ru | www.ramtec.ru

Официальный представитель на территории РК
ТОО «Рамтэк»
Казахстан, 010000, г.Астана,
район Есиль, ул. Сыганак, 43, ВП-9/3 (БЦ Ансар)
Тел.: +7 (7172) 550 758
info@ramtec.kz | www.ramtec.kz

БОЛЬНИЧНАЯ ГИГИЕНА И ДЕЗИНФЕКЦИЯ




ОБРАБОТКА ЭНДСКОПОВ



AORt

exeol

Fb Franklab®
notre expertise l'Ultra-Propreté



Комплексное решение для обработки эндоскопов

exeol

Fb Franklab
notre expertise l'Ultra-Propreté

ramtec

Предварительная очистка

ЭКСЕОЛ ВАЙПС ОПТИМАЛ / EXEOL WIPES OPTIMAL

Щелочное моющее средство

- Хорошие очищающие свойства
- Оптимальная микробиологическая активность
- Без отдушки и спирта
- Мягкий материал не повреждает поверхность эндоскопа

Свойства	Применение	Состав
Пропиточный раствор:	Предварительная очистка	• ЧАСы
• pH: 7	эндоскопов способом протирания	• ПАВы
• Отдушка: без отдушки		



12 упаковок флоупак по 100 салфеток (180 x 200мм) в коробке: арт. EXS0041

ФБ ВАЙПС / FB WIPES

Нейтральное энзимное моющее средство

- Хорошие очищающие свойства
- Оптимальная микробиологическая активность
- Без отдушки и спирта
- Мягкий материал не повреждает поверхность эндоскопа

Свойства	Применение	Состав
Пропиточный раствор:	Предварительная очистка	• ЧАСы
• pH: 6	эндоскопов способом протирания	• ПАВы
• Отдушка: без отдушки		



ФБ Вайпс
12 упаковок флоупак по 100 салфеток в коробке (180 x 200мм): арт. 10785142
ФБ Вайпс XXL
12 упаковок флоупак по 100 салфеток в коробке (240 x 300мм): арт. 10785145

Предварительная очистка / окончательная очистка

ЭКСЕОЛ СЕПТ Е2 / EXEOL SEPT E2

Концентрированное энзимное pH-нейтральное моюще-дезинфицирующее средство

- Очищающие свойства усилены энзимным комплексом в сочетании с ПАВ
- Хорошая совместимость с материалами эндоскопов
- Широкий антимикробный спектр
- Активно разрушает биопленку

Свойства	Применение	Состав
• pH 0,4% раствора: 7	• Концентрация: от 0,4%	• ЧАСы
• pH конц.: 7,5	• Контактное время: от 5 мин.	• Энзимы
• Отдушка: лимон		• ПАВы
• Цвет: синий		

- ✓ Ручная обработка
- ✗ Обработка в МДМ



250 саше по 20 мл в коробке: : арт. EXS0048
6 флаконов с дозатором по 1 л в коробке: арт. EXS0046
4 канистры по 5 л в коробке: арт. EXS0087

ЭНЗИМЕКС Л9 / ENZYMEX L9

Концентрированное трехэнзимное pH-нейтральное моюще-дезинфицирующее средство

- Трехэнзимный комплекс в комбинации с высокоэффективными ПАВ
- Высокие очищающие свойства
- Оптимальная микробиологическая активность
- Активно разрушает биопленку
- Хорошая совместимость с материалами эндоскопов

Свойства	Применение	Состав
• pH 0,5% раствора: 7,5	• Концентрация: от 0,5%	• ЧАСы
• Цвет: зеленый	• Контактное время: от 5 мин.	• Энзимный комплекс: липаза, амилаза и протеаза
		• ПАВы

- ✓ Ручная обработка
- ✗ Обработка в МДМ



250 саше по 25 мл в коробке: арт. 1043547
12 флаконов по 1 л с дозатором в коробке: арт. 1043516
4 канистры по 5 л в коробке: арт. 1043520

ЭНЗИМЕКС ЛД / ENZYMEX LD

Пятиэнзимное малопеняющееся моющее средство

- 5 энзимов - активность на любые виды загрязнений
- Низкое пенообразование
- Эффективно разрушает биопленку
- Широкая совместимость со всеми материалами эндоскопа

Свойства	Применение	Состав
• pH 0,3% раствора: 8	• Концентрация: от 0,1%	• 5 энзимов
• Цвет: желтоватый	• Контактное время: от 1 мин.	• Секвестранты
		• ПАВы

- ✓ Ручная обработка
- ✓ Обработка в МДМ



12 флаконов по 1 л в коробке: арт. 1027116
4 канистры по 5 л в коробке: арт. 1027120

Дезинфекция высокого уровня (ДВУ)

ЭКСЕОЛ ГТА / EXEOL GTA

Готовый к применению 2% раствор глутарового альдегида

- Готовый к применению: не требует активации
- Широкий антимикробный спектр
- Контроль рабочей ванны тест-полосками
- Стабильность рабочей ванны: 30 дней

Свойства	Применение	Состав
• pH: 5	• Контактное время: от 5 мин.	• Глутаровый альдегид 2%
• Отдушка: без отдушки		• Функциональные компоненты
• Цвет: зеленый		

- ✓ Ручная обработка
- ✓ Обработка в МДМ



4 канистры по 5 л в коробке: арт. EXS0092
100 индикаторных тест-полосок «эксеол ГТА 2% стрипс» в пенале: арт. AC0174

ЭКСЕОЛ ОПА / EXEOL OPA

Готовый к применению 0,55% раствор ортофталевого альдегида

- Готовый к применению препарат
- Широкий антимикробный спектр
- Контроль рабочей ванны тест-полосками
- Стабильность рабочей ванны: 14 дней

Свойства	Применение	Состав
• pH: 7,5	• Контактное время: от 5 мин.	• Ортофталевый альдегид 0,55%
• Цвет: синий		• Функциональные компоненты

- ✓ Ручная обработка
- ✓ Обработка в МДМ



4 канистры по 5 л в коробке: арт. EXS0095
100 индикаторных тест-полосок «эксеол стрипс ОПА» в пенале: арт. AC0176

ПЕРАЛЕКС 9 ГЕКТО + / PERALEX 9 НЕСТО +

Стерилиант на основе надуксусной кислоты

- Готовый к применению препарат
- Широкий антимикробный спектр
- Состоит из легко биodeградируемых компонентов
- Широкая совместимость с материалами эндоскопов
- Не содержит альдегидов - нет фиксации протеинов
- Хорошая совместимость с различными МДМ

Свойства	Применение	Состав
• pH: 2,5	• Контактное время: от 5 мин.	• Надуксусная кислота

- Перекись водорода
- Уксусная кислота

- ✓ Ручная обработка
- ✓ Обработка в МДМ



4 канистры по 5 л в коробке: арт. 1047420