

БОЛЬНИЧНАЯ ГИГИЕНА И ДЕЗИНФЕКЦИЯ



АВТОМАТИЧЕСКАЯ МОЙКА ПОДКЛАДНЫХ СУДЕН И МОЧЕПРИЕМНИКОВ





Комплексное решение для обработки подкладных суден, мочеприемников, емкостей для отсосов и т.д. в судномоечных машинах

СА 5 П / СА 5 Р

Кислотное моющее средство

- Обладает высокими моющими и секвестрирующими свойствами
- **Предотвращение и устранение известковых отложений**
- Совместимо с широким спектром материалов (стекло, пластик, нержавеющая сталь...)
- Подходит для всех типов моечных машин с термической дезинфекцией

Свойства

- pH 0,2% раствора: 2,9
- pH концентрата: 1

Применение

- Концентрация: от 0,1% до 0,5%

Состав

- Моющие и секвестрирующие компоненты



3 низкогопрофильные канистры по 5 л в коробке: арт. 1052515
4 канистры по 5 л в коробке: арт. 1052520

СА 22 / СА 22

Кислотное моющее средство

- **Предотвращение и устранение известковых отложений** в парогенераторе, моющих лопастях, баке для воды и чане
- Совместимо с широким спектром материалов (пластик, нержавеющая сталь...)
- Подходит для всех типов моечных машин с термической дезинфекцией
- Эффективно работает в жесткой воде

Свойства

- pH 0,1% раствора: 2,7
- pH концентрата: 1

Применение

- Концентрация: от 0,1% до 0,5%

Состав

- Органические кислоты



3 низкогопрофильные канистры по 5 л в коробке: арт. 1052715
4 канистры по 5 л в коробке: арт. 1052720

ТФД 7 ЛБ / TFD 7 LB

Щелочное моющее средство

- **Предотвращение и устранение известковых отложений** в парогенераторе, моющих лопастях, баке для воды и чане
- Совместимо с широким спектром материалов
- Обладает высокими моющими и секвестрирующими свойствами
- Подходит для всех типов моечных машин с термической дезинфекцией

Свойства

- pH концентрата: 9

Применение

- Концентрация: от 0,1% до 0,5%

Состав

- Секвестранты
- ПАВЫ



4 канистры по 5 л в коробке: арт. 1093620AR